

Stichting Kinderhulp Togo



La fabrication de prothèses auditives

- notre centre est unique au Togo -



Nos statistiques

- Plus de 20 % des enfants ont des problèmes auditifs, ce qui correspond à 10 000 enfants dans notre région
- 10% peut avoir de meilleurs résultats grâce à des prothèses auditives ce qui représente 5 000 enfants
- Pour les autres 10 % , soit on fait un lavage d'oreilles , soit il n'y a aucune aide possible



Pourquoi tant de problèmes auditifs ?

- Les enfants se font traiter très tard pour les otites et pour les méningites
- Les problèmes de consanguinité (mariage entre membres proches de la famille)
- Antibiotiques ototoxiques
- Beaucoup d'accidents sur la rue qui entraînent des troubles auditifs

Stichting Kinderhulp Togo



La fabrication d'un embout auditif



D'abord faire un audiogramme pour mesurer l'acuité auditive



Protéger le tympan en plaçant un cône obturant



L'audicien se sert de matériel malléable pour faire l'empreinte de l'embout



Le materiel malléable est mis dans le conduit auditif externe avec l'aide d'une seringue



L'embout préformé est enlevé du conduit auditif externe



L'embout préformé est placé dans un petit pot rempli de matériel liquide




Le matériel est cuit dans le four



Enfin l'embout est peaufiné



L'embout est prêt à être utilisé



**L'embout est placé dans le conduit auditif externe,
puis raccordé à la prothèse auditive par un petit tuyau**

Stichting Kinderhulp Togo



**Téléphonez ou envoyez un courriel
pour plus d'informations**

j.j.schat@kinderhulp-togo.nl

00-31-655 747 045